


Instruccions d'ús del Twisthaler®

Com es duu a terme la inhalació amb el Twisthaler®?

Feu les maniobres següents tan relaxadament com pugueu, drets o asseguts:



- 1 Abans de treure el tap, assegureu-vos que la fletxa i el comptador de dosi estan ben alineats



2. Traieu-ne el tap



3. Traieu tot l'aire dels pulmons (sense bufar per l'embocadura)



- 4 i 5. Ajusteu-vos l'embocadura als llavis. Agafeu aire per la boca profundament



8. Poseu-hi el tap fins escoltar un clic.

9. Feu gàrgares amb aigua i glopegeu en acabar



Quan apareix la numeració 01, significa que només resta una dosi. Després d'utilitzar-la, caldrà fer servir un nou envàs.



Per a qualsevol dubte que tingueu, consulteu a la infermera.